



## M-MLV (H-)逆转录酶说明书

Moloney murine leukemia virus reverse transcriptase  
Instructions

✉ [info@ezassay.com](mailto:info@ezassay.com)

🌐 [www.ezassay.com](http://www.ezassay.com)

深圳易致生物科技有限公司

目录编码: MV-RT-5000  
MV-RT-10000

# 目录 CONTENTS

| 内容    | 页码 |
|-------|----|
| 产品信息  | 1  |
| 产品简介  | 1  |
| 储存    | 1  |
| 试剂盒组成 | 1  |
| 模板类型  | 2  |
| 单位定义  | 2  |
| 应用范围  | 2  |
| 使用说明  | 2  |

## 产品信息

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | M-MLV (H-)逆转录酶 |
| 表达系统 | E.coli大肠杆菌     |
| 性质   | 重组蛋白           |
| 形式   | 液体             |
| 分子量  | 74kDa          |

## 产品简介

### Product Introduction

M-MLV逆转录酶是一种将单链RNA、DNA或RNA-DNA杂合体（利用引物）合成互补DNA链的DNA聚合酶。M-MLV(H-)逆转录酶是缺少RNase H活性的M-MLV突变体。与常见的通过删除RNase H结构域方法得到的突变体相比，本产品保留了完整的蛋白结构，保留了依赖于RNA的DNA聚合酶活性；依赖于DNA的DNA聚合酶活性。可用于较长的cDNA合成。

## 储存

### Storage

本产品于-20°C保存，有效期1年。

## 试剂盒组成

### Materials supplied

| 货号             | MV-RT-5000 | MV-RT-10000 |
|----------------|------------|-------------|
| M-MLV(H-)逆转录酶* | 5000U      | 10000U      |
| 5×反应缓冲液**      | 300μL      | 600μL       |

\* 建议收到货或者第一次使用时分装各组分保存。避免反复冻融。

\*\*5×反应缓冲液：250mM Tris-HCl, 375mM KCl, 15mM MgCl<sub>2</sub>, 0.2% Tween 20, pH8.3

## 模板类型

### Template type

ssDNA, ssRNA, RNA-DNA hybrid

## 单位定义

### Unit definition

以Poly (rA) · Oligo (dT)为模板/引物，在37°C， 10 min条件下，掺入1 nmol的dTTP为酸不溶性物质所需要的酶量定义为1个活性单位 (U)

## 应用范围

### Scope of application

- 合成cDNA
- 逆转录
- 2步法RT-PCR检测
- 实时定量聚合酶链式反应(RT-qPCR)
- 制备cDNA文库或合成第一条cDNA链
- 合成克隆用cDNA

## 使用说明

### Instructions for use

cDNA第一条链的合成(First-stand cDNA Synthesis):

a. 参考如下表格中设置的20  $\mu$ L反转录体系。推荐搭配易致生物RNase Inhibitor (货号: MRI-10000) 和dNTP mix (货号: dNTP-2000) :

|                                                                                                                   |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 模板<br>(右侧3种任选其中一种)                                                                                                | Total RNA               | 0.1 ng-5 $\mu$ g        |
|                                                                                                                   | 或 poly(A) RNA/mRNA      | 10 pg-0.5 $\mu$ g       |
|                                                                                                                   | 或 specific RNA          | 0.01 pg-0.5 $\mu$ g     |
| 引物<br>(右侧3种任选其中一种)                                                                                                | Oligo(dT)18 primer      | 0.5 $\mu$ g(或 100 pmol) |
|                                                                                                                   | 或 Random Hexamer primer | 0.2 $\mu$ g(或 100 pmol) |
|                                                                                                                   | 或 gene-specific primer  | 15-25 pmol              |
| DEPC-treated Water                                                                                                | -                       | To 13.5 $\mu$ l         |
| 选择性步骤: 如果模板 RNA 的 GC 含量较高(例如大于 55%)或者有比较严重的二级结构, 混匀后微离心以把液体沉降于管底, 65°C 孵育 5min, 随后立即置于冰上冷却, 以打开 RNA 中一些比较稳定的二级结构。 |                         |                         |
| 5×Reaction Buffer                                                                                                 | -                       | 4 $\mu$ l               |
| RNase Inhibitor (40U/ $\mu$ l)                                                                                    | -                       | 0.5 $\mu$ l             |
| dNTP Mix (10mM each)                                                                                              | -                       | 1 $\mu$ l               |
| M-MLV(H-) (200 U/ $\mu$ l)                                                                                        | -                       | 1 $\mu$ l*              |
| 总体                                                                                                                |                         | 20 $\mu$ l              |

\*如果用基因特异性引物或Oligo(dT)18反转录制备大于5kb的cDNA，则M-MLV反转录酶(RNase H-)用量宜增加至2  $\mu$ l，以增加产量。

b. 轻轻混匀(用移液器轻轻吹打混匀或用涡旋混合器在最低速度轻轻混匀)，随后离心沉淀液体。

c. 如果使用Oligo(dT)18或基因特异性引物，42°C孵育60 min。如果使用random hexamer(随机六聚体)作为引物，先在25°C孵育10 min，随后在42°C孵育60 min。注意：对于GC含量较高或二级结构比较严重的模板RNA，可以50°C孵育60 min，以充分利用本产品50°C时仍有良好的反转录酶活性这一特点，在较高温度进行反转录可以有效减少二级结构的干扰。

d. 80°C孵育10 min以失活M-MLV(H-)反转录酶并终止反转录反应。说明：对于5kb以上的长片段cDNA不推荐采用加热的方法失活反转录酶，该方法易导致部分长片段DNA被剪切，此时可考虑酚氯仿抽提或柱纯化方法。

e. 反转录产物可以直接用于后续的PCR反应等，也可以-20°C冻存以备以后使用。用于后续PCR反应时，如果PCR的反应体系为20和50微升，则推荐相应地使用0.8和2微升反转录产物。引物延伸、探针标记等其它用途请自行参考M-MLV反转录酶(RNase H-)的相关文献资料进行